

# SuperTalker FT

**Codice ISO: 22.21.09.024 Comunicatore simbolico a 6/10 caselle/tasti con scansione**



## Informazioni su SuperTalker FeatherTouch

Il dispositivo di comunicazione SuperTalker FeatherTouch offre un'opportunità di comunicazione agli utenti di tutte le abilità. Cambia le griglie dei messaggi per creare un dispositivo di comunicazione unico con uno, due, quattro o otto messaggi. La membrana FeatherTouch risponde ai tocchi più leggeri e alle dita più piccole, rendendo facile la comunicazione per quasi chiunque con un messaggio o otto messaggi diversi.

- Include il supporto on-demand ableCARE.
- Costruito per resistere a cadute e altre condizioni ambientali.
- Realizzato con materiali sicuri e testato da laboratori di sicurezza terzi.



## Usi Comuni

- Registra messaggi come "gira la pagina", "guarda", "mi piace questo" e "voglio fermarmi" da usare quando si legge un libro.
- Registra un singolo messaggio per fare una richiesta come "Voglio" o "Ho bisogno di aiuto".
- Aggiungi comunicazione a un giocattolo o apparecchio controllato da un interruttore.

## Caratteristiche

- Uscita sonora digitale migliore che mai, adatta a quasi tutti gli ambienti.
- Griglie dei messaggi intercambiabili per uno, due, quattro o otto messaggi che supportano overlay di simboli pittorici.

## Overlay di Simboli

Gli overlay di simboli non sono inclusi con il SuperTalker FeatherTouch. Scarica l'app gratuita AbleNet Symbol Overlay per iPad per creare overlay di simboli per il tuo dispositivo di comunicazione AbleNet.

## Specifiche Tecniche di SuperTalker FeatherTouch

- **Tipo di Attivazione:** Pressione
- **Dimensione della Superficie di Attivazione:** Grande (oltre 3,6 pollici o 9,1 cm)
- **Tempo di Registrazione:** 16 minuti
- **Numero di Posizioni per i Messaggi:** 1, 2, 4 o 8
- **Peso:** 33,6 onces / 953 grammi
- **Codice HCPCS:** E2502

Data ultima revisione: 21/05/2024