

iTALK 2

Codice ISO: 22.21.09.015

Comunicatore simbolico di base (a 1/4 caselle/tasti)



Il modo più semplice per fornire a una persona due opzioni di comunicazione affiancate è con il dispositivo di comunicazione iTalk2. Premi il pulsante rosso o giallo per riprodurre il messaggio desiderato. Nuovi messaggi possono essere registrati facilmente e rapidamente su iTalk2, oppure è possibile utilizzare i livelli per pre-registrare fino a tre serie di messaggi.

Include il supporto on-demand ableCARE. Costruito per resistere a cadute e altre condizioni ambientali. Realizzato con materiali resistenti e testato da laboratori di sicurezza terzi.

Usi Comuni

Utilizzare per risposte sì e no. Scegliere tra due opzioni di cibo, bevande o attività. Fornire un modo per fare due richieste uniche come "Ho bisogno di aiuto" e "Ho finito".

Caratteristiche

Uscita sonora digitale migliore che mai, adatta a quasi tutti gli ambienti. Copertura trasparente a scatto per attaccare simboli visivi e fornire un contesto di comunicazione all'utente. Rivestimento soft-touch che rende il dispositivo più facile da tenere.



Overlay di Simboli

Gli overlay di simboli non sono inclusi con iTalk2. Scarica l'app gratuita AbleNet Symbol Overlay per iPad per creare overlay di simboli per il tuo dispositivo di comunicazione AbleNet.

Specifiche tecniche:

- **Messaggi/Livelli:** 2/3
- **Tempo di Registrazione:** 4 minuti
- **Ingresso Interruttore:** 2
- **Uscita Giocattolo/Elettrodomestico/ECU:** 2
- **Superficie di Attivazione:** 2,5 pollici / 6,4 cm
- **Forza di Attivazione:** 2-5 once / 57-142 grammi
- **Peso con Batteria:** 12,5 once / 354 grammi
- **Tipo di Batteria:** 9 volt - È altamente raccomandato l'uso di una batteria alcalina standard da 9V con questo dispositivo. Batterie alternative possono essere composte da materiali che non distribuiscono energia in modo adeguato, e quando installate, alcuni utenti possono riscontrare incoerenze.
- **Connessione di Montaggio:** Piastra di Montaggio Pronta Rapida per Tecnologia Assistiva

Data ultima revisione: 20/05/2024