

iTALK 4



Il modo più semplice per fornire a una persona quattro opzioni di comunicazione affiancate è con il dispositivo di comunicazione iTalk4. Premi il pulsante colorato per riprodurre il messaggio desiderato. Nuovi messaggi possono essere registrati facilmente e rapidamente su iTalk4, oppure è possibile utilizzare i livelli per pre-registrare fino a tre serie di messaggi.

Include il supporto on-demand ableCARE. Costruito per resistere a cadute e altre condizioni ambientali. Realizzato con materiali resistenti e testato da laboratori di sicurezza terzi.

Usi Comuni

Fornire una risposta unica a una domanda come "Com'è il tempo fuori?". Rispondere a una valutazione. Fornire un modo per fare richieste uniche come "Ho bisogno di aiuto", "Ho finito", "Ho bisogno di andare in bagno" e "Ho sete". Aggiungere la comunicazione a un giocattolo o elettrodomestico controllato da interruttore.

Caratteristiche

Uscita sonora digitale migliore che mai, adatta a quasi tutti gli ambienti. Copertura trasparente a scatto per attaccare simboli visivi e fornire un contesto di comunicazione all'utente.



Overlay di Simboli

Gli overlay di simboli non sono inclusi con iTalk4. Scarica l'app gratuita AbleNet Symbol Overlay per iPad per creare overlay di simboli per il tuo dispositivo di comunicazione AbleNet.

Specifiche tecniche:

- **Tipo di Attivazione:** Pressione
- **Dimensione della Superficie di Attivazione:** Piccola (meno di 2,5 pollici o 6,35 cm)
- **Tempo di Registrazione:** 6 minuti
- **Numero di Posizioni dei Messaggi:** 4
- **Peso:** 23,2 once
- **Peso (Metrico):** 658 grammi
- **Codice HCPCS:** E2500
- **Garanzia del Prodotto:** Garanzia limitata di 2 anni

Data ultima revisione: 20/05/2024